

Товариство з обмеженою відповідальністю „Медлайф”

Код ОКПО 32083402

м.Дніпро, вул. Мандриківська 276.

тел./факс (056)7319141.

Поточний рахунок UA50 305299 26006060366468 в КБ „Приватбанк”,
МФО 305299

Вих.03/01
03.02.2025 р

Державній службі України з лікарських
засобів та контролю за наркотиками
03115, м.Київ, просп.Берестейський, 120-А

ТОВ «МЕДЛАЙФ», яке знаходиться за адресою: 49100, Україна, м.Дніпро, вул.Мандриківська, 276, що є уповноваженим представником на території України виробника ДОНГКУК ТЕЧКО Руббер Індустрес Сдн.Бгд., Плот 31, Джалан 8, Бакар, Аранг Індустріял Естате, 08000 Сунгаі Петані, Кедаг Дарул Аман, Малайзія/DONGKUK TECHCO Rubber Industries Sdn.Bhd., Plot 31, Jalan 8, Bakar Arang Industrial Estate, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman, Malaysia, висловлює Вам свою повагу та повідомляє про наступне:

В тексті інструкції на презервативи латексні ТМ PROTEX :
класичні зі змазкою 3 шт/уп № серії 200609 – 48000шт, 211009 -48000 шт, 230704 – 24000шт;

ребристі зі змазкою 3 шт/уп № серії 230705 -48000 шт, 211010 -24000 шт ;

ультратонкі зі змазкою 3 шт/уп № серії 211011 – 48000 шт;

ребристі зі змазкою 6 шт/уп № серії 230706 – 24000шт,

виробництва ДОНГКУК ТЕЧКО Руббер Індустрес Сдн.Бгд. Малайзія

відсутній знак відповідності, але він вказаний на упаковці з іншими символами.

На даний момент внесені зміни в інструкцію з нанесеним знаком відповідності і гарантуємо, що вище вказана невідповідність буде усунена.

Слід зазначити, що дана невідповідність не впливає на якість, ефективність та безпечність медичних виробів, та не несе жодної загрози здоров'ю споживачів.

ТОВ «МЕДЛАЙФ» гарантує якість, ефективність та безпечність вищевказаних медичних виробів.

Просимо прийняти до уваги дане повідомлення під час проведення заходів ринкового нагляду вищезазначених медичних виробів та розмістити дану інформацію на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в категорії : «Повідомлення від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції»

УВ Державна служба
України з лікарських
засобів та контролю за
наркотиками
№1740/08-25 від 04.02.2025

арк.2



Додатки 1 : макет інструкції

З повагою,

Директор ТОВ «Медлайф»



Величко С.О.


SIZE 60x120 mm

PROTEX


Пам'ятайте! Перед використанням презерватива уважно прочитайте інструкцію.

Інструкція із застосування


Презерватив слід використовувати під час будь-якого контакту статевих органів партнерів




1. Перед відкриттям плівкової упаковки перемістити презерватив, що знаходиться всередині, так, щоб не пошкодити його під час розривання упаковки. Презерватив виймати обережно, щоб не зіпсувати його, наприклад, нігтем, біжутерією тощо.



2. Великим і вказівним пальцями однієї руки стиснути резервуар презерватива так, щоб запобігти проникненню повітря. Повітря, що залишилося у презервативі, може призвести до його розриву.



3. Другою рукою накласти презерватив на статевий член у стані ерекції. Презерватив не повинен щільно прилягати до голівки статевого члена – слід залишити до 2 см (см) вільного місця.



4. Безпосередньо після виверження сперми обережно висунути статевий член. Щоб уникнути зісковзування презерватива, слід притримати його навколо основи статевого члена.



5. Використаний презерватив загорнути у папірець і викинути.

Дата останнього перегляду інструкції із застосування:
01.03.2023 р.



31.10.2024



СМУК 4+4

PROTEX

Пам'ятайте! Перед використанням презерватива уважно прочитайте інструкцію.

Увага!

- Для додаткового зволоження не застосовувати засоби, основою яких є олія, такі як: вазелін, олійки для дітей, бальзами для тіла, масло тощо.
- У разі застосування медикаментів для піхви або статевого члена проконсультуйтеся з лікарем, чи можна користуватись презервативом.
- Не слід використовувати презерватив у разі явних ознак механічного ушкодження упаковки або погіршення властивостей гуми (наприклад, клейкості, затвердіння тощо).
- Жоден з існуючих засобів контрацепції не гарантує на 100 % запобігання вагітності чи інфекційним хворобам.
- В осіб, схильних до алергії на латекс, презервативи з натурального латексу можуть викликати алергічні реакції.

 **DONGKUK TECHCO Rubber Industries Sdn. Bhd.**, Plot 31, Jalan 8, Bakar Arang Industrial Estate, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman, Malaysia / «ДОНГКУК ТЕЧКО Руббер Індустрес Сдн. Бгд.», Плот 31, Джалан 8, Бакар Аранг Індустріал Естате, 08000 Сунгаі Петані, Кедаг Дарул Аман, Малайзія.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «МЕДЛАЙФ», вул. Мандриківська, 276, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49100, Україна.



UA.TR.126



31.10.2024

Використовувати лише один раз

